



KIT DE PIGMENTOS PARA RESTAURACIONES COSMOS

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Componentes Incluidos	7 jeringas de 2.5 g
Uso	Restauraciones dentales impresas
Almacenamiento	Entre 2°C y 28°C
Tipo de Pigmento	Fotopolimerizable
Recomendación de Potencia UV	36W para fotopolimerización

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Componentes Incluidos
7 jeringas de 2.5 g

Uso
Restauraciones denta...

Almacenamiento
Entre 2°C y 28°C

Tipo de Pigmento
Fotopolimerizable

Recomendación de Pote...
36W para fotopolimer...